

Klebeelektroden


Einmal-Klebelektroden in verschiedenen Formen und Grössen. Mit festem Anschlusskabel oder als Druckknopfversion. Für EMG/NLG-EP und Schlaf aber auch zur Ableitung bei EKG geeignet.

- Hochwertige Aufnahmen durch niedrige Impedanz
- Hydrogel garantiert ausgezeichnete Haftung und Repositionierung der Klebelektroden
- Hydrogel besteht aus biokompatiblen Materialien, die an den empfindlichsten Hauttypen getestet wurden
- Für Langzeittests und Schlafableitung geeignet
- Das Material der folgenden Klebelektroden ist Ag/AgCl.

DENIL Einmal Oberflächen-Klebelektrode, mit Kabel, 20x25mm

DENIL00807-H mit 8cm Kabel, mit 0,7mm Stecker, VE 10x12 St.
 DENIL00807 mit 8cm Kabel, mit 0,7mm Stecker, VE 20x12 St.


DENIL10026-H 100cm Kabel, 1,5mm DIN-Stecker, VE 10x6 St.
 DENIL10026 100cm Kabel, 1,5mm DIN-Stecker, VE 20x6 St.
 DENIL15026-H 150cm Kabel, 1,5mm DIN-Stecker, VE 10x6 St.
 DENIL15026 150cm Kabel, 1,5mm DIN-Stecker, VE 20x6 St.
 Ideal für EMG-NLG-ENG-EOG-EP



DENIS Einmal Oberflächen-Klebelektrode, mit Kabel, 15x20mm

DENIS00807-H mit 8cm Kabel, mit 0,7mm Stecker, VE 10x12 St.
 DENIS00807 mit 8cm Kabel, mit 0,7mm Stecker, VE 20x12 St.

DENIS10026-H 100cm Kabel, 1,5mm DIN-Stecker, VE 10x6 St.
 DENIS10026 100cm Kabel, 1,5mm DIN-Stecker, VE 20x6 St.
 DENIS15026-H 150cm Kabel, 1,5mm DIN-Stecker, VE 10x6 St.
 DENIS15026 150cm Kabel, 1,5mm DIN-Stecker, VE 20x6 St.
 Ideal für EMG-NLG-ENG-EOG-EP



DENIS Einmal Oberflächen-Klebelektrode mit Druckknopfanschluss

DENIS01520 Klebelektrode Einmal Ag/AgCl 15mm x 20mm 20x6 St.
 DENIS01520-H Klebelektrode Einmal Ag/AgCl 15mm x 20mm 10x6 St.
 DENIS02025 Klebelektrode Einmal Ag/AgCl 20mm x 25mm 20x20 St.
 DENIS02025-H Klebelektrode Einmal Ag/AgCl 20mm x 25mm 10x20 St.



Einmal Erdungselektrode, rund, mit Druckknopf

CDES00020-H 20mm rund, VE 10x25 St
 CDES00020 20mm rund, VE 20x25 St
 CDES000024-H 24mm rund, VE 10x25 St.
 CDES000024 24mm rund, VE 20x25 St.



Einmal Erdungselektrode, rechteckig, mit Druckknopf

CDES003545-H 35x45mm, VE 10x4 St.
 CDES003545 35x45mm, VE 20x4 St.



CDES002822-H 28x22mm, VE 10x25 St
 CDES00222 28x22mm, VE 10x25 St.



Einmal-Erdungselektroden, mit Solid-Gel beschichtet

DENIG15026-H	150cm Kabel, 35x45mm, 1,5mm DIN-Stecker, VE 10x4St.
DENIG15026	150cm Kabel, 35x45mm, 1,5mm DIN-Stecker, VE 20x4St.



NCS Einmal Ag/AgCl-Klebeelektroden, Grösse 22x30mm, Aufzeichnung Ø 10mm

DENIB00807	mit 8cm Kabel, 0,7mm PIN-Stecker, VE 20x6 St.
------------	---

DENIB10026-H	mit 100cm Kabel, 1,5mm DIN-Stecker, VE 10x6 St
DENIB10026	mit 100cm Kabel, 1,5mm DIN-Stecker, VE 20x6 St.
DENIB15026	mit 150cm Kabel, 1,5mm DIN-Stecker, VE 20x6 St.
DENIB15026-H	mit 150cm Kabel, 1,5mm DIN-Stecker, VE 10x6 St.



Hochwertiger Sensor für exzellente Aufnahmen und hohe Nutzungsresistenz.
Elektrode mit DIN oder PIN-Stecker.

Klebeelektrode für Schlaf- und Langzeitableitung, mit 1,5mm DIN-Stecker

DENIF10026-H	Ag/AgCl-Elektrode 22x30mm, Kabel 100cm, VE 10x6 St
DENIF10026	Ag/AgCl-Elektrode 22x30mm, Kabel 100cm, VE 20x6 St.
DENIF15026-H	Ag/AgCl-Elektrode 22x30mm, Kabel 150cm, VE 10x6 St.
DENIF15026	Ag/AgCl-Elektrode 22x30mm, Kabel 150cm, VE 20x6 St.
DENIF20026-H	Ag/AgCl-Elektrode 22x30mm, Kabel 150cm, VE 10x6 St.
DENIF20026	Ag/AgCl-Elektrode 22x30mm, Kabel 200cm, VE 20x6 St.
DENIF2502-H	Ag/AgCl-Elektrode 22x30mm, Kabel 250cm, VE 10x6 St
DENIF25026	Ag/AgCl-Elektrode 22x30mm, Kabel 250cm, VE 20x6 St.



Einmal Oberflächen Klebeelektroden mit reduzierter Aufnahmebereich

DENID00807	mit 8cm Kabel, mit 0,7mm PIN-Stecker, VE 50 St.
------------	---



Diese Klebe-Erdungselektrode ist ohne Gel zu verwenden.
Durch ihre optimierte Grösse liefert die Elektroden mit ihrem Ag/AgCl-Sensor
ein äusserst präzises Ableitergebnis.
Ideal für NLG-EMG-AEP-SEP

Einmal Oberflächen-Klebeelektrode, mit Kabel, Ø 20mm

CDEO201526-H	Kabel 150cm, VE 20x3 St.
CDEO201526	Kabel 150cm, VE 40x3 St.



Einmal Oberflächen-Klebeelektrode, mit Kabel, Ø 24mm


CDEO241026	Kabel 100cm, VE 40x3 St.
CDEO241526	Kabel 150cm, VE 40x3 St.

TAB Ag/AgCl Einmal-Klebeelektroden

1925-100	Einmal-Tab-Elektrode 21x32mm, VE 100 St.
1925-1000	Einmal-Tab-Elektrode 21x32mm, VE 10x100 St.



Variante	
TABS0000025-H	Einmal-TAB-Elektrode 22x20mm, VE 10x100 St.



Einmal verwendbare Ringelektrode

019-435500	Ag/AgCl-Erdungs-/Streifenelektrode 5x100mm VE 100 St./Beutel
------------	---



Weitere Klebeelektroden wie für EKG o.ä. auf Anfrage