

## Ihr Partner für Pasten und Gele - für jede Anwendung

### Hautvorbereitung



#### Nuprep Hautvorbereitungsgel

Hautvorbereitungsgel für empfindliche Haut. Ohne Fett und Alkohol, Hautfreundlich und geruchsneutral.

Nuprep-Set VE 3 Tuben à 114g



#### Everi Vorbereitungspaste

Abrasive Vorbereitungspaste für garantiert niedrige Impedanz. Everi ist etwas rauer und leicht konduktiv. Empfohlen für EEG-EMG-EP-EKG-Schlaf.

Everi160 VE 1 Flaschen 160g

Everi160SPE-24 VE 24 Flaschen à 160g



#### Safeprep Hautvorbereitungsgel

Hautvorbereitungsgel für empfindliche Haut. Keine Hautirritationen. Angenehm für den Patienten.

NPREP120T-3 VE 3 Tuben à 120g

Alternative zu Nuprep

### Kleben und Haften



#### AC Cream Klebeleitpaste

AC-Cream ist eine hoch haftende, leitende Kontaktcreme. Sie ist weiss, undurchsichtig und wasserlöslich. AC-Cream ist leicht entfern- und abwaschbar.

Geeignet für Kurz und Langzeitableitungen.

ACCREAM250V-3 VE 3 Dosen à 250g

Alternative zu TEN-20 und Elefix



#### TEN-20 Klebeleitpaste

Kontaktpaste. Trocknet nicht ein, kein Klumpen. Leichtes reinigen ohne Rückstände. Wasserlöslich.

Ten-20-Set VE 3 Dosen à 114g

Ten-20-8-Set VE 3 Dosen à 228g



#### Elektrodencreme SAC2

Klebeleitpaste mit ausgezeichneter Leiteigenschaft. Stabile Signalqualität bei Schlaf- und EEG-Langzeitableitungen. Auch für EP-Ableitungen geeignet. SAC2 ist selbstklebend und mit einer signifikanten Verbesserung der Elektrodenimpedanz.

SAC2 VE 1 Tube à 100g

SAC2-10 VE 10 Tuben à 100g



#### ELEFIX Klebeleitpaste

Elektrodenpaste zur Verwendung für EEG/EMG-Ableitungen.

Elefix-V VE 1 Dose 400g

Elefix-V-S VE 3 Dosen à 400g

Elefix-V-T VE 1 Tuben 180g

Elefix-V-TS VE 10 Tuben à 180g

NEUE FORMEL.

### Leiten

#### Signa Gel

Salz-Elektroden gel mit hoher Leitfähigkeit. Bakteriostatisch und hypoallergen, wasserlöslich nicht grobkörnig. Empfohlen für EEG-EMG-EP.

Signa Gel 15-25E VE 1 Tube 250g

Signal Gel S 15-25 VE 12 Tuben à 250g





## NEURGEL Elektroden-Gel

Hochleitfähiges, salzhaltiges Elektroden-Gel für EEG. Garantiert niedrige Impedanz und ausgezeichnete Signalqualität. Transparent und leicht abwaschbar. Auch geeignet für MCS-Hauben, Electro-Cap-Hauben u.ä.

NEURGEL250V-3	VE 3 Dosen 250g
NEURGEL250F-6	VE 6 Flaschen à 250g
NEURGEL500V	VE 1 Dose 500g
NEURGEL1000V	VE 1 Dose 1000g
Alternative zu ECI-Gel	



## SPECTRA Elektroden-Gel

Salz- und chlorfreier Elektroden-Gel.

Spectra Gel 12-08E	VE 1 Tube à 250g
Spectra Gel S 12-08	VE 12 Tuben à 250g



## SIGNA Elektrodencreme

EEG-Kontaktcreme zur Reduzierung der Hautkontaktwiderstände. Keine haftende Wirkung.

Signa-Crème-170-E	VE 1 Flasche 170g
Signa-Crème-170-S	VE 12 Flaschen à 170g



## SIGNA Spray

Elektrodenkontaktspray zur Hautvorbereitung bei EEG, EMG und EKG, hohe Leitfähigkeit, hypoallergen, Bakteriostatisch. Einfaches Auftragen und Reinigen.

Signa-Spray E	VE 1 Spritzflasche 250ml
Signa-Spray	VE 12 Spritzflasche à 250ml

## Reinigen und Kleben



## OneStep

Entfettung, Aufräuhung, optimale Leitfähigkeit - in nur einem Arbeitsschritt.

Anwendungsbereiche: Routine- und Langzeit EEG, EP, NLG, EKG, NFB

10.100 OneStep EEG-Gel, Tube 120g
10.200 OneStep AbrasivPlus, Tube 120g
stärkere Körnung, festere Konsistenz



## OneStep Cleargel

OneStep Cleargel ist ideal zum Einspritzen in Elektroden! Optimale Konsistenz, einfache Handhabung, sehr gute Leitfähigkeit

10.300 OneStep Cleargel, Dose 500g
10.301 OneStep Cleargel, Dose 1000g
10.303 OneStep Cleargel, Dose 4000g
Alternative zu ECI-Gel - Vorteil lange Lagerfähigkeit



## Mavidon Collodion-HV Elektrodenkleber

hohe Viskosität

Neue verbesserte Formel, 5x dickflüssiger

MD0014-SP10	VE 10 Tuben à 15ml
-------------	--------------------



## Medical Adhesive Remover

Hergestellt zur Reinigung und Entfernung von Kleberückständen u.a. von Klebelektroden, Heftpflastern uvm., auch geeignet als Collodion Remover

MD0024P	Flasche à 480ml
---------	-----------------



## RUBIN Kunststoffreiniger

Reinigt schonend und gründlich alle Arten von Kunststoff, auch von Kabeln. Hinterlässt einen Schutzfilm, welcher weitere Verschmutzungen verzögert. Wirkt desinfizierend und staubabweisend. Ideal für den Einsatz in Kliniken und Praxen.

4130	Behälter à 1000ml
------	-------------------