

MULTICAP EEG-HAUBENSYSTEM



MULTICAPS bieten nicht nur hervorragende Eigenschaften in Ausstattung, Qualität und Material, sondern bieten darüber hinaus noch eine weitere wichtige Eigenschaft - den ungehinderten Elektrodenzugang.

Während andere Systemhauben-Modelle alle das Problem haben, dass die Elektrodenpositionen der Haube nach dem Anlegen nicht mehr zur nachträglichen Impedanzmaximierung oder ähnlichem zugänglich sind, haben unsere MULTICAPS dieses Problem sehr elegant gelöst.

Die MULTICAP verfügt über Ausstanzungen im wasserabweisenden Neopren-Material, durch die alle Haubenpositionen bzw. Elektroden auch nach dem Anlegen der Haube weiterhin problemlos erreicht werden können. So können Impedanzmaximierungen oder ähnliches ganz einfach vorgenommen werden.

Die **MULTICAP** Hauben sind in verschiedenen Ausführungen:

- **FLAT (Sleep)** mit gesinterten Ag/AgCl Elektroden für Schlaf/Routine-EEG
- **DOC (Clinic)** mit Ag/AgCl Elektroden für Routine-EEG
- **PRO** mit gesinterten Ag/AgCl Elektroden für Routine/Forschung
- **CUP** mit Halterungen für Cupelektroden für Routine EEG
- **BASE** mit Halterungen für gesinterte Ag/AgCl Elektroden für Routine/Forschung

Entdecken Sie die Vorteile der MultiCaps:

Besseres Handling. Diese Hauben zeichnen sich durch die individuelle und einfache Anbringung von Elektrodenhalterungen, je nach Anforderung, aus. Die Elektroden werden durch eine innovative Technik an der Haube fixiert.

Mehr Komfort. Ebenfalls zu beachten ist die Form der Elektrode, die in der Anwendung auf dem Kopf Ihres Patienten, je nach Ausführung, kaum zu spüren und daher sehr angenehm zu tragen ist.

Flexibel, da Sie, neben der einfachen Positionierung, schnell auf Artefakte in der Anwendung durch das unkomplizierte Versetzen der Elektrodenhalterungen/-positionen reagieren können.

Kostengünstig, da Sie mit nur einem Elektrodensatz mehrere Patienten mit verschiedenen Haubengrößen untersuchen können.

Passend, da Sie die Auswahl aus 12 Größen von 24-66cm Kopfumfang haben.

Vielfältig, da Sie die MultiCap bei Langzeit-Ableitungen oder Schlaf-Ableitungen und ebenso bei unruhigen Patienten anwenden können.

Schnell, da es dank dem schnelltrocknenden Neoprenmaterial eine gründliche und kurze Reinigung ermöglicht.

Umfangreich, da Ihnen zusätzlich ein vielfältiges Zubehör zur Verfügung steht.