

Hautvorbereitungsgel NeurPrep



- Modernes Hautvorbereitungsgel (empfohlen für empfindliche Haut) löst keine Hautirritationen aus und ist angenehm für den Patienten.
- Zudem hinterlässt NeurPrep keine Rückstände und ist gut kombinierbar mit unserer AC-Cream.



- Es eignet es sich ideal für den Einsatz bei EEG-EP-EMG-EKG.
- Garantiert niedrige Impedanz.
- Dermatologisch getestet.

Die interessante Alternative zu Nuprep.

Artikel-Nr. NPREP120T-3 Neurprep Abrasives Hautvorbereitungsgel
Verpackungseinheit 3 Tuben à 120g

Verlangen Sie Muster oder bestellen Sie gleich unter Tel. 056 496 55 51 oder info@camed.ch.