


## Neue EEG/EMG/EKG Liquid Gel Elektrode zur EKT Überwachung EEDS-LG



In unserem kontinuierlichen Bestreben nach Verbesserung freuen wir uns, Ihnen neue verbesserte Liquid Gel EKT Überwachungselektrode vorstellen zu dürfen.

Die **EEDS-LG** ist von der Geometrie identisch wie die aktuelle EEDS Elektrode und kann somit platziert und verwendet werden wie Sie es bereits gewohnt sind.

**EEDS-LG** wurde im Vergleich zur EEDS Elektrode in folgenden Punkten optimiert:

- Stärkere Haftung, dadurch bessere Sicherheit gegen ungewolltes Abfallen der Elektrode während der Aufzeichnung.
- Eine integrierte Abziehhilfe, dadurch wird ein einfaches Entfernen der Elektrode nach der Behandlung sichergestellt.
- Die Position der Abziehhilfe wird auf dem Elektrodenträgermaterial angezeigt und ist dadurch auch von der Elektrodenrückseite identifizierbar.
- Eine erhöhte Leitfähigkeit des verwendeten Liquid Gels dadurch wird eine niedrigere Elektrodenimpedanz erreicht.

<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>
EEDS-LG	EEG/EMG/EKG Liquid Gel Elektrode zur EKT Überwachung (10 Stück pro Päckchen)
EEDS-LGC	EEG/EMG/EKG Liquid Gel Elektrode zur EKT Überwachung (100 Päckchen)