

SIGNASPRAY Elektrodenspray

Das SIGNASPRAY Elektrodenspray verbessert die Ableitungsqualität der EEG/EMG/EKG-Elektroden und sorgt dadurch für eine präzise Diagnostik.

SIGNASPRAY wird als Leitmittel zwischen Haut und Elektrode verwendet und wurde speziell für die Anwendung bei EKT's mit dem Thymatron entwickelt.

Produktdetails

- SIGNASPRAY Elektrodenspray mit hoher Leitfähigkeit
- Wirtschaftlich in der Anwendung
- **Hypoallergen, bakteriostatisch, hinterlässt keine Flecken**
- **Rückstandsfrei**
- Lässt sich besonders leicht auftragen
- Leicht zu entfernen
- Durch exakte Dosierung sparsam und wirtschaftlich in der Anwendung.

Anwendung

Verteile 1-2 Tropfen der Signaspray Elektrodenspray auf der Haut und verreihe sie sanft mit den Fingerspitzen bis die Stelle trocken ist.
(Signaspray darf nicht in die Augen kommen!)

Bestellinformationen:

SignaSpray® - Elektrodenlösung und Hautvorbereitungsmittel

Flasche 50ml

Artikel-Nr.: ESPAY

(Ersatz für das nicht mehr hergestellte Pretac)

