

NEUROWERK QuickTester

Testgerät für Kabel und Elektroden

Mit dem NEUROWERK QuickTester sind Sie in der Lage, Zubehör schnell auf Funktionalität zu prüfen.

Der NEUROWERK QuickTester dient zur Überprüfung von Zubehör aller gängigen EEG und EMG-Geräte. Es können alle Kabel, Elektroden, EEG-Hauben geprüft werden, die über die nachfolgenden Steckverbindungen verfügen:

- Rundbuchse 180°
- Rundbuchse 270°
- 1,5mm DIN-Stecker
- 2mm Stiftstecker
- 4mm Stiftstecker
- D-SUB Stecker 25 polig

Die Funktion des NEUROWERK QuickTester ist sehr einfach:

Bei intaktem Zubehör leuchtet die grüne LED dauerhaft auf und es ist ein durchgehender Signalton zu hören.

Für die Überprüfung von EEG-Hauben (z.B. Electro-Caps) ist eine 25-poliger Steckverbindung am Prüfgerät vorhanden. Jede Elektrode kann für die Überprüfung an einer universell gestalteten Kontaktstelle angelegt werden.

